

## HAMILTON-MR1 Ventilaattori

Älykäs ventilaattori tehohoitoon ja MRI-tutkimuksiin



### HAMILTON-MR1

**HAMILTON**  
**MEDICAL**

HAMILTON-MR1 on kompakti ja suorituskykyinen ventilaattori, joka mahdollistaa tehokkaan ventilaation tehohoito- ja MRI-tutkimusympäristössä. HAMILTON-MR1 on ideaali valinta tehohoidossa, heräämössä, ensiavussa, potilassiirroissa ja MRI:ssä.

#### HAMILTON-MR1 tarjoaa:

- Käytettävissä jopa 50 mT:n asti MRI-ympäristössä
- Soveltuu aikuisten, lasten ja vastasyntyneiden ventilointiin (2-2000 ml VT/kertahengitystilavuus)
- Katkeamaton ventilointi tehohoidon ja MRI:n välillä
- Integroitu TeslaSpy Gauss-mittari
- Proksimaalinen virtaussensori
- Älykäs ASV-ventilointi
- Tehokas non-invasiivinen (NIV) hoito
- Riippumaton ulkoisesta virtalähteestä ja ilmaliiitoksesta

