

HAMILTON-T1 Kuljetusventilaattori

Tehohoitopotilaiden kuljetuksiin kehitetty huipputason ventilaattori



HAMILTON-T1

HAMILTON
MEDICAL

HAMILTON-T1 yhdistää käytännöllisyyden potilaskuljetusten asettamiin koko- ja kestävyysvaatimuksiin. HAMILTON-T1 mahdollistaa optimaalisen ventilaatiohoidon kaikille potilasryhmille kuljetuksen aikana sekä sairaalassa että sen ulkopuolella - maassa, merellä ja ilmassa.

HAMILTON-T1 tarjoaa:

- Kertahengitystilavuus 20 ml - 2000 ml, neonataalioptiossa alkaen 2 ml VT
- Tehokas vuodon korvaus nCPAP- ja NIV-hoidossa
- Tehokkaan integroidun turbiinin ansiosta merkittävästi pienempi O₂:n kulutus
- ASV:n ansiosta merkittävästi vähemmän säätöjä ja hälytyksiä
- Kompakti koko ja intuitiivinen kosketusnäyttö
- 9 tunnin akkukapasiteetti ja vaihdettavat akut
- Riippumaton ulkoisesta virtalähteestä
- CO₂- ja SpO₂-monitorointi

